

ŁATWOŚĆ UŻYCIA



1
Wstrząśnij butelkę Aktywatora.



2
Zastosuj jedną kroplę Aktywatora na każdą powierzchnię soczewki z powłoką Optifog.



3
Delikatnie przetrzyj całe powierzchnie obu stron soczewek. Użyj w tym celu dołączoną do Aktywatora chusteczkę.

Uwaga: Zastosowanie płynów na bazie wody spowoduje usunięcie Aktywatora z soczewek z powłoką Optifog. W takim przypadku należy ponownie aktywować soczewki.

OPTIFOG: WIĘCEJ NIŻ ZAPOBIEGANIE ZAPAROWYWANIU

ZALETY POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNEJ



Przeciwdziałanie zaparowywaniu



Redukcja odbłasków



Odpychanie kurzu



Odporność na zarysowania



Łatwość czyszczenia

Optymalna jakość widzenia

Optifog zarówno przed, jak i po aktywacji gwarantuje zalety powłoki antyrefleksyjnej. Po aktywacji dodatkowo przeciwdziała zaparowywaniu.

Twój Optyk:



STANDARDOWA SOCZEWKA

SOCZEWKA Z OPTIFOG

SOCZEWKI Z POWŁOKĄ OPTIFOG

NOWA TECHNOLOGIA PRZECIWDZIAŁAJĄCA ZAPAROWYWANIU

OPTIFOG™

PARA POJAWIA SIĘ WSZĘDZIE



▲ Zmieniające się otoczenie:

Przy wchodzeniu z zimnego do ciepłego otoczenia.



▲ W pomieszczeniach:

Podczas picia gorących napojów, jedzenia gorących posiłków, gotowania wody lub otwierania zmywarki.



▲ Na zewnątrz:

W czasie uprawiania sportów, takich jak: bieganie, kolarstwo, tenis.



▲ W pracy:

Gdy praca wykonywana jest w otoczeniu wymagającym precyzyjnego widzenia i bezpieczeństwa.

▲ ALE NIE NA SOCZEWKACH Z OPTIFOG

KONCEPCJA SOCZEWEK Z OPTIFOG

NOWE
SOCZEWKI Z POWŁOKĄ
OPTIFOG™

aktywowane
przez



Powłokę Optifog z laboratorium JZO można zamówić w zakładach optycznych na terenie całego kraju. Jest oferowana na soczewkach organicznych w różnych konstrukcjach i z różnych materiałów.

WYNIK: BRAK ZAPAROWYWANIA SOCZEWEK I WYRAŹNE WIDZENIE PRZEZ DŁUGI CZAS

Brak zniekształcenia obrazu i utraty kontrastu:



STANDARDOWA SOCZEWKA

SOCZEWKA Z OPTIFOG

- ▲ Kupując soczewki okularowe z powłoką Optifog otrzymasz **Aktywator i chusteczkę.**
- ▲ Po zastosowaniu Aktywatora na soczewkach Optifog, właściwości przeciwdziałające zaparowywaniu utrzymują się **aż do tygodnia.**
- ▲ Po wyczerpaniu się płynu należy kupić kolejną buteleczkę Aktywatora w zakładzie optycznym.

Uwaga: Zastosowanie Aktywatora na inne soczewki daje mniejszy i tylko krótkotrwały efekt.